



Sistema de Gestión
de la Calidad



1 de 4

Título Procedimiento para la esterilización de gasas.

Clave: P-DZ-AM-SA-15

Revisión No:02

Fecha de última revisión: Noviembre 2010

Fecha de publicación: Febrero del 2009

Autor: Dr. Francisco Javier Márquez Campos

Reviso y autorizó: Lic. María Guadalupe Díaz González.

Puesto/firma: Encargado del Área

Puesto/firma: Jefa de Departamento

Objetivo:

Establecer el procedimiento para la esterilización de gasas.

Alcance:

Este procedimiento aplica para todo el personal que realice la esterilización de gasas.

Responsabilidades:

Todo el personal del CEMAM que esterilice gasas deberá apegarse a este procedimiento.

Referencias:

Clave	Nombre
-------	--------

Formatos:

Clave	Nombre
-------	--------

Definiciones:


Esterilización: eliminación o muerte de todos los microorganismos que contiene un objeto o sustancia, y que se encuentran acondicionados de tal forma que no pueden contaminarse nuevamente.

Procedimiento

Enfermera

- 1- Tomar las gasas del paquete o bolsa.
- 2- Envolver las gasas de papel de estraza.
- 3- Colocar gasas dentro del esterilizador.
- 4- Encender esterilizador a 125 grados centígrados.
- 5- Esperar a que el esterilizador se apague.
- 6- Guardar las gasas para su uso posterior.

Flujograma



Hoja de Registro de Cambios

Numero	Fecha	Descripción	Responsable
1	Noviembre/10	Cambia la actividad 1 que decía: Tomar las gasas a: Tomar las gasas del paquete o bolsa.	Dr. Francisco Javier Márquez Campos / Encargado del Área
2	Noviembre/10	Cambia la actividad 2 que decía: Envolver las gasas a: Envolver las gasas de papel de estraza.	Dr. Francisco Javier Márquez Campos / Encargado del Área
3	Noviembre/10	Cambia la actividad 4 que decía: Encender esterilizador a: Encender esterilizador, a 125 grados centígrados.	Dr. Francisco Javier Márquez Campos / Encargado del Área